

seca mVSA 535

seca

Precisión para la salud

Spot-check Vital Signs Monitor

SIMPLIFICAMOS la toma de los signos vitales



seca mVSA

Una combinación de facilidad y confianza

Sabemos que el entorno laboral del personal sanitario es complejo. Por eso desarrollamos el seca mVSA, un spot-check monitor que simplifica y agiliza la tarea rutinaria de capturar los signos vitales de los pacientes (presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y SpO₂) en menos de 60 segundos.

- + **FÁCIL de usar**
- + **Medición de la presión arterial rápida y precisa**
- + **Modo promedio (BP30) de seca EQ BP® configurable**
- + **Conectividad con básculas de seca a través de seca 360° proximity**
- + **Pila de larga duración**
- + **Almacenamiento de datos confiables**
- + **Validado por EMR**



Soporte móvil opcional seca 475

Opciones de componentes



Brazaletes de presión arterial de seca tallas XS a XXL (reutilizables)



Termómetro Covidien Genius™ 3 (tímpano)



Sonda de temperatura Covidien Filac™ 3000 (oral/axilar)



Sonda de temperatura Covidien Filac™ 3000 (rectal)



Sensor de clip de dedo Masimo SET® SpO₂ para adultos (reutilizable)



Sensor de clip de dedo seca SpO₂ SoftFlap® para adultos (reutilizable)



Sensor seca SpO₂ SoftCap® para adultos (reutilizable)



Sensor seca SpO₂ SoftCap® para niños (reutilizable)



Acceda a todas las mediciones juntas en un monitor de pantalla táctil de 7" fácil de usar.



La batería de iones de litio integrada de larga duración permite tomar hasta 150 mediciones con una sola carga.



Almacene hasta 70 000 mediciones de signos vitales en la amplia memoria interna y procéselas más adelante.



Use brazaletes de presión arterial reforzados con placa de metal y costuras en los bordes.

FÁCIL, rápido y preciso

El mVSA de seca es fácil de usar y de entender, y el personal sanitario casi no necesita capacitación. Tan solo enciéndalo, empiece a medir y, en 60 segundos, obtenga en un solo lugar la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la SpO₂.

60
sec



Registre la **presión arterial** en menos de 20 segundos con el exclusivo modo de medición de la inflación y la deflación.



Puede medir la **temperatura** con un termómetro de oído o mediante una sonda (oral/axilar o rectal).



La **frecuencia cardíaca** del paciente siempre se captura mientras mide la presión arterial o usa el oxímetro de pulso.



Mida los **niveles de oxígeno en sangre** con un dispositivo Masimo SET® o un sensor de seca.

seca EQ BP®

Modo promedio (BP30) de seca EasyQuick Blood Pressure (EQ BP®) configurable para obtener una evaluación precisa de la hipertensión: tome hasta 6 mediciones de forma automática en 30 minutos. Puede tomar una lectura en menos de 20 segundos con el exclusivo y práctico modo de medición de la inflación de la presión arterial.

20
sec



La presión arterial se puede determinar con rapidez y delicadeza a través del método de medición de la inflación.

30
min



Evite el “efecto de la bata blanca” y capture correctamente la presión arterial con el modo promedio (BP30) de seca EQ BP® configurable.

Conectividad fluida con básculas

Con la tecnología seca 360° proximity, el seca mVSA puede obtener mediciones de estatura y peso de estaciones de medición y básculas de seca validadas por EMR, con lo cual mejora y estandariza la adquisición de parámetros de base.



Certificado y validado por EMR

Transmita directamente las mediciones al registro médico electrónico (EMR) a través de HL7 para evitar los errores de transcripción y mejorar la seguridad del paciente. Se proporcionan soluciones de integración similares para una amplia variedad de sistemas de EMR:

Epic **athenahealth**
eClinicalWorks

Preparado para el futuro con el servicio de seca

Los mejores ahorros y la mayor protección del producto para maximizar el valor de seca mVSA spot-check Vital Signs Monitor.

- + Acceso prioritario a las últimas actualizaciones y mejoras del software de seca
- + Optimización de la inversión con un contrato de uno, tres o cinco años
- + Excelentes técnicos de ingeniería dedicados a clientes de todo el país

Línea directa del servicio:

+49 40 20 00 00 0 secaservice.com

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:45 p. m. (CET)



Reservado el derecho a realizar modificaciones. 201353511021

seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

T +57 1 631 76 37
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México

T +52 55 5567 8537 ó
+52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

Precisión para la salud

seca.com