


Estadiómetro portátil

seca
Precisión para la salud

seca 213 I

- + Instalación rápida y fácil sin montaje en pared
- + Soporte estable debido a la placa base grande
- + Con tope de talón para una medición óptima de tres puntos
- + Fácil de leer gracias a la escala impresa en el lateral y la ventana de lectura
- + Transporte cómodo y práctico gracias a la manija de transporte y el bloqueo de las piezas individuales
- + Espaciador de pared para mayor estabilidad



Estadiómetro portátil



Instalación rápida y fácil sin montaje en pared

El estadiómetro (desmontable en varias piezas) del estadiómetro seca 2131 puede instalarse fácil y rápidamente en la base en unos pocos pasos sencillos. Ya no se necesitan accesorios adicionales, por ejemplo, en una pared.



El estadiómetro que puede llevar con usted

El estadiómetro seca 2131, plegable y sumamente ligero, está destinado para el uso móvil. Su pequeño tamaño de empaque hace que transportarlo sea especialmente cómodo. Gracias a un deslizador de cabeza y un separador de pared de alta calidad, que proporcionan gran estabilidad al estadiómetro, las mediciones de tamaño pueden realizarse rápida y precisamente. Otro detalle práctico: la placa de base con manijas de transporte sirve a la vez como un medio de transporte para las partes.



Lectura precisa de las mediciones

El estadiómetro seca 2131 se puede llevar a cualquier lugar en donde se necesite. Tamaño compacto con asa de transporte y bajo peso. La base grande le da un alto nivel de estabilidad al estadiómetro seca 2131 y una posición segura, por lo que no puede distinguirse de un estadiómetro estacionario. Estas características hacen que el estadiómetro seca 2131 sea la herramienta de trabajo perfecta para cualquier persona que necesite dispositivos de medición confiables en ubicaciones que cambian con frecuencia.

Rango de medición	20 – 205 cm o 20 – 205 cm / 8" – 6 ft 9"
Graduación	1 mm
Accesorios	+ Mochila de transporte seca 412